# Datenblatt Konnektoren der Vakuum-Komponenten



### 1. Einleitung

Für die vakuumkompatiblen Detektoren und Piezo-Kippspiegelhalter verwenden wir die im Folgenden beschriebenen Stecker, Buchsen und Kabeldurchführungen. Alle Beschreibungen der Pinbelegungen zeigen die jeweilige Draufsicht auf die Stecker oder Buchsen. Falls Sie eigene Kabel anfertigen wollen, müssen Sie für die Ansicht der Lötseite die Grafiken spiegeln. Die schwarzen Kreise mit weißen Zahlen zeigen die Pins, die weißen Kreise mit schwarzen Zahlen die Buchsen.

#### 2. Vakuum-Detektoren

Das fest angebrachte vakuumkompatible Kabel der Detektoren endet mit dem Stecker (1). Dieser Stecker kann entweder mit einem vakuumkompatiblen Verlängerungskabel mit den Steckern (1) und (3) oder mit der Kabeldurchführung (2) verbunden werden.

Die Kabeldurchführung kann dann auf der Luftseite mit einem Verlängerungskabel angeschlossen werden. Dieses hat die Buchse (3) mit dem ausgetauschten Gehäuse (4) passend zur Kabeldurchführung. (\*)


#1 - #4 bezeichnen die Quadranten des Sensors wie folgt:

F	Produktcode (Lemo)	Beschreibung
(1) F	GG.0B.306.CLAD42	6-Pin-Stecker, männlich
(2) 5	SJG.0B.306.CLASV	Kabeldurchführung
(3) F	PHG.0B.306.CLLD42	6-Pin-Buchse, weiblich
(4) F	GJ.0B.110.CZZ	Buchsengehäuse

#4	#3	У '	
#1	#2		X


#### 2.1. Pin-Belegung


Stecker (1) am fest angebrachten vakuumkompatiblen Kabel



Pin	Signal	Farbe
1	GND/Schirm	schwarz
2	+ 12 V	rot
3	#4	blau
4	#1	grün
5	#2	gelb
6	#3	weiß

Vakuumkompatibles Verlängerungskabel mit Stecker (1) und Buchse (3).





Pin	Signal	Farbe
1	GND/Schirm	schwarz
2	+ 12 V	grün
3	#4	gelb
4	#1	orange
5	#2	rot
6	#3	braun

Kabeltyp: Lemo - 060260 - 6 x 0.14 mm<sup>2</sup> geschirmt PTFE

## Datenblatt Konnektoren der Vakuum-Komponenten



### 3. Vakuum-Piezo-Kippspiegelhalter


Das fest angebrachte vakuumkompatible Kabel an den Piezo-Kippspiegelhaltern endet mit dem Stecker (5). Dieser Stecker kann entweder an ein vakuumkompatibles Verlängerungskabel oder an die Kabeldurchführung (6) angeschlossen werden.

Die Kabeldurchführung kann dann auf der Luftseite mit unserem Standard-Verlängerungskabel angeschlossen werden. Es hat eine Buchse (7), bei der das Gehäuse durch das eines Standardsteckers (8) ausgetauscht werden muss (\*).

	Produktcode (Lemo)	Beschreibung
(5)	FFA.0S.304.CLAC32/37	4-Pin-Stecker, männlich
(6)	SWH.0S.304.CLLSV	Kabeldurchführung
(7)	PCA.0S.304.CLLC32/37	4-Pin-Buchse, weiblich
(8)	FFA.0S.304.CLAC	Steckergehäuse

### 3.1. Pin-Belegung


Stecker (5) am fest angebrachten vakuumkompatiblen Kabel




Pin	Signal	Farbe
1	Y-Signal	weiß
2	X-Signal	braun
3	+122 V	grün
4	GND/Schirm	gelb

Kabeltyp: Metrofunk, LiTCT 4 x 0.06 mm<sup>2</sup> geschirmt PTFE

Vakuumkompatibles Verlängerungskabel mit Buchse (7) und Stecker (5)





Signal	Farbe
Y-Signal	orange
X-Signal	rot
+122 V	braun
GND/Schirm	schwarz
	Y-Signal X-Signal +122 V

Kabeltyp: Lemo - 004260 - 4 x 0.14 mm<sup>2</sup> geschirmt PTFE

(\*) Wir schicken Ihnen auf Wunsch gerne eine Anleitung zum Wechsel der Steckergehäuse zu.



### Kontakt

MRC Systems GmbH Hans-Bunte-Str. 10 D-69123 Heidelberg Tel.: 06221/13803-00

Email: info@mrc-systems.de

Änderungen vorbehalten.